

Produktinformation

pattern eXpress®

Modellierkunststoff, Autopolymerisat

**JETZT
NEU** AUCH IN DER FARBE
„DENTIN“
FÜR MODELLSTÜMPFE LIEFERBAR!



pattern eXpress®

Modellierkunststoff, Autopolymerisat. Rückstandsfrei verbrennbarer Kunststoff zum Modellieren.

Indikationen:

- Kombi Technik**
 - Modellation von Teleskop- oder Konuskronen (primär und sekundär)
 - Modellation von individuellen Geschieben
 - Gestaltung von Kunststoffstümpfen
- Implantologie**
 - Modellation von Implantat-Abutments, Implantatstegen und Suprakonstruktionen
 - Herstellung von Übertragungs- und Fixierschlüsseln
 - Verblockung oder Fixierung von Implantatteilen
- Festsitzender und herausnehmbarer Zahnersatz**
 - Modellation von Kronen und Brücken
 - Modellation von Adhäsivbrücken, Inlays und Onlays
 - Modellation von Modellgusserweiterungen
- Sonstige Anwendungen**
 - Modellation von Gerüsten für Kopierfräsungen
 - Übertragungs- und Bisskontrollschienen
 - direkte Stumpfaufbauten im Mund
 - intraorale Verblockung

Eigenschaften:

- Pulver- und Flüssigkeitskomponente perfekt abgestimmt auf die Verarbeitung sowohl mit dem Pinsel als auch dem Modellierinstrument.
- hervorragendes Anquellverhalten
- angenehme Verarbeitungsbreite
- schnelle und sichere Polymerisation
- sehr geringe Schrumpfung
- hohe Dimensionsstabilität
- hohe Passgenauigkeit
- sehr gutes Verhalten beim Beschleifen
- rückstandsfrei verbrennbar

Klassifikation gemäß MPRL 93/42/EWG Anhang IX, Klasse IIa für Modellationsarbeiten im direkten Verfahren (intraorale Anwendung).



Lieferformen:

Pulver: 100g, 500g, 1.000g
Flüssigkeit: 100ml, 500ml

Setpackung: 100g Pulver, 100ml Flüssigkeit,
2x Silikonbecher, 1x Dosierpipette, 1x Pinsel

Farben:

Das Material ist erhältlich in rot und in Zahnfarbe.

Jetzt NEU:

Die **pattern eXpress® Station**.
Eine praktische Arbeitsstation zur sicheren Aufbewahrung und Anwendung des Kunststoffes.
Als Sonderzubehör erhältlich!

